

Обзор карточки животного

1. Откройте <u>главный экран</u> приложения и выберите блок Животные. Система отобразит полный <u>список животных</u> на ферме. С помощью RFID-считывателя, голоса или вручную найдите животное и перейдите в его карточку.



2. В строке поиска введите номер животного и перейдите в его карточку. Под номером животного указан номер RFID метки. Основные реквизиты карточки: количество дней в текущем состоянии, количество дней лактации, секция и возраст животного. Для создания животному заболевания, события или корректировки номера RFID нажмите кнопку Добавить.





3. Разделы карточки животного:

- Отёл информация по воспроизводству
- Болезни все заболевания
- Задачи запланированные события
- История выполненные события

		+	
61816 964001016527140			
PD+	112 дн. стельная	53 191 дн. 3 лактация	
	34 секция	возраст	
	OTE	л ^	
Дата отела:		28.01.2020	
Дата план. запуска:		24.11.2020	
Дата план. отела:		23.01.2021	
Дата осеменения: 16.04.		16.04.2020	
БОЛЕЗНИ (1) 🗸 🗸			
ЗАДАЧИ (8) 🛛 🗸			

÷	+
	ЗАДАЧИ (8)
61816	Марбофлоцин
61816	FAMAPET
61816	Марбофлоцин
61816	FAMAPET
61816	Марбофлоцин
61816	ΓΑΜΑΡΕΤ
61816	Исход лечения
61816	Выписка и перевод



÷	+
ИСТ	л (8) кичо
61816	Анализ
04.08.2020	Глюкоза
61816	Перевод в
04.08.2020	маститную секцию
61816 04.08.2020	Марбофлоцин
61816 04.08.2020	ΓΑΜΑΡΕΤ
61816	Тест на
26.06.2020	стельность
61816	Тест на
22.05.2020	стельность